ABELIA® TrisOtic 118 ml

Solución ótica alcalinizante y quelante, indicada para la higiene del canal auditivo y como preparación previa a otros procedimientos, favoreciendo el mantenimiento del equilibrio microbiano.



Componentes Clave:

Trometamina base	0,60 %
Trometamina HCl	0,51 %
EDTA	0,12 %
Alcohol Bencílico	0,30 %

Características:

 Favorece el uso responsable de antimicrobianos y las estrategias de minimización de resistencias mediante el mantenimiento del equilibrio microbiano, en línea con el enfoque One Health.

 Alta concentración de **Tris-EDTA** con acción sinérgica entre **EDTA** y **trometamina**, ayudando a alcalinizar el conducto auditivo y a quelar Ca2+ y Mg2+.

 pH 8.

 Sistema AccurEasy™:

- Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
- Permite una dosificación precisa.
- Mayor adherencia por parte del propietario.

 Sin fragancia:

- Menor posibilidad de reacciones de sensibilidad.
- Favorece la tolerancia durante la aplicación.

 Base acuosa e incolora – Facilita su distribución en conductos estrechos o sinuosos.

 Seguro y apto para su uso prolongado.

Usos Recomendados

 Favorece la preparación del conducto auditivo para otros procedimientos terapéuticos.

 Acción alcalinizante, quelante e higienizante.

 Compatible con productos que puedan verse favorecidos por un pH alcalino.

 Ayuda a mantener un equilibrio microbiano natural del conducto auditivo.

 Apto para uso en animales predispuestos a otitis.

Modo de empleo

Se recomienda aplicar ABELIA® TrisOtic entre 15 y 30 minutos antes de productos que puedan verse favorecidos por un pH alcalino; no retirar ni lavar la solución de ABELIA® TrisOtic. Aplicar cada 12-24 horas y para mantenimiento 1-2 veces por semana.

Aplicación con AccurEasy™:

1.1) Retirar el tapón de cierre y colocar el tapón obturador en el envase. Introducir la jeringa en el orificio del tapón obturador y extraer entre 1-5 ml de solución (según el tamaño del animal).

1.2) Aplicar la solución en el canal auditivo externo hasta llenarlo.

1.3) Masajear suavemente la base de la oreja durante unos segundos para favorecer la distribución del producto. 1.4) Eliminar el exceso de solución con una gasa o toallita de papel.

Aplicación directa:

2.1) Girar el tapón para abrir el envase y aplicar la solución cuidadosamente mediante el tapón aplicador hasta llenar el canal auditivo de 1 a 5 ml (según el tamaño del animal).

2.2) Masajear suavemente la base de la oreja durante unos segundos para favorecer la distribución del producto.

2.3) Eliminar el exceso de solución con una gasa o toallita de papel.

www.perrogato.net