

CHAMPU ADO CLORHEXIDINA 250 ML

ADO-CLORHEXIDINA CHAMPÚ Antiséptico en champú Laboratorio CALIER

Forma farmacéutica: Champú para la higiene (Cham.h.)

Composición:

Clorhexidina digluconato (D.C.I.) 2 g; excipientes c.s.p. 100 ml.

Propiedades farmacológicas: Características generales: La clorhexidina es una bis-guanina catiónica con actividad antiséptica.

Posee un amplio espectro antibacteriano, siendo activa frente a gérmenes Gram (+) y Gram (-). Es activa frente a *Staphylococcus intermedius*, agente causal más frecuente de las piodermas caninas.

El mecanismo de acción de la clorhexidina se basa en una rápida atracción por las bacterias, absorción de los compuestos fosforados de la superficie bacteriana, superando los mecanismos de exclusión de la pared celular, atracción hacia la membrana citoplasmática, pérdida de los componentes citoplasmáticos de bajo peso molecular, y precipitación del citoplasma por formación de complejos con fosfatos.

Características farmacocinéticas: El gluconato de clorhexidina se absorbe en muy escasa cantidad a través de la piel. Actúa en menos de 30 segundos, persistiendo hasta el 25% de la cantidad aplicada 30 horas después.

El gluconato de clorhexidina es activo incluso en presencia de materia orgánica.

Indicaciones y especies de destino: Perros: Tratamiento tópico de la pioderma canina causada por *Staphylococcus intermedius*, complementario de la oportuna terapia sistémica.

Vía de administración: Tópica, exclusivamente.

Posología: Aplicar el champú sobre el pelo húmedo del animal, frotando hasta conseguir espuma. Se realizará una primera aplicación y se enjuagará con agua abundante. Posteriormente se realizará una segunda aplicación y se dejará actuar sobre el pelo del animal durante 10 minutos, tras los cuales se enjuagará con abundante agua. La frecuencia de aplicación del champú será la de 2 baños por semana durante 4 semanas.

Tiempo de espera: No procede.

Modo de conservación: En condiciones normales y al abrigo de la luz.

Presentación : Envase de 250 ml.

Reg. N°: 1.482-ESP