

Nilodor® Diffuser

Para eliminar malos olores ambientales



Características generales

Nilodor® diffuser libera constantemente un vapor portador de Nilodor concentrado que contrarresta y neutraliza cualquier tipo de mal olor. Puede ser utilizado en cualquier entorno.

Utilice **Nilodor® diffuser** para desodorizar consultas médicas, salas de hospital, entornos con animales, restaurantes, escuelas, guarderías, y para todas las zonas donde se producen olores no deseados. Alcanza para desodorizar 30 m².

Modo de uso

Quite la tapa del recambio y colóquelo en posición vertical en el difusor Nilodor.

Enchufelo y enciéndalo. Regule a media intensidad. Si es necesario puede subir o bajar la intensidad.

Para reemplazar el recambio, desenchufe previamente el difusor y desenrosque el envase vacío.

Dura hasta 30 días, dependiendo de la potencia utilizada.

Nilodor® diffuser no es tóxico.



Composición

Nilodor concentrado 3% (Cinamal, d-Limoneno y Aceite de eucaliptus), excipiente csp 100%

Presentación

Difusor eléctrico regulable más recambio de 40 ml

Producto	Nilodor Diffuser
Código producto	A-1012D
EAN	0782150091861
Presentación	Difusor eléctrico regulable más recambio de 40 ml

Producto	Nilodor Diffuser
Código producto	A-1012R
EAN	7791432889594
Presentación	recambio de 40 ml

