

APTIMA® Oral Care Gel

Gel Oral Mucoadhesivo con Acción Reparadora para una Higiene Bucodental Óptima

- Ayuda a mantener las encías, dientes y cavidad oral en óptimas condiciones.
- Fórmula avanzada a base de Zinc y Taurina, reforzada con Vitamina C.
- Limpia y repara la cavidad oral.
- Reduce la placa y el sarro.
- El Zinc ayuda a mantener la estructura fisiológica de las encías.
- La Taurina favorece una acción quelante sobre los compuestos de azufre que producen el mal aliento.
- La Vitamina C es un potente antioxidante que se une al Zinc, potenciando su función.
- Proporciona una capa protectora por su efecto mucoadhesivo.
- Utilizar a diario para una máxima eficacia.
- Gel de fácil aplicación.
- Fórmula de gran aceptación.
- Natural y seguro para un uso prolongado.
- No mancha el esmalte dental, ni superficies, ni tejidos.

Componentes clave:

Gluconato de Zn	2 %
Ácido Ascórbico	1,6 %
Taurina	1 %
Excipientes	csp

Modo de empleo:

- Desenroscar el tapón, verter el contenido del vial adjunto (vit. C) en la botella y permitir que se deposite en el fondo. Colocar el tapón y agitar hasta disolver.
- Aplicar una gota a ambos lados de las encías superiores a la altura de los molares o en la zona de interés.
- Repetir su aplicación diariamente.
- Para un máximo efecto, no dar de beber al caballo tras su aplicación.

Nuevo



Te puede interesar
APTIMA® Oral Care TECH



Usos recomendados:

- En problemas periodontales avanzados, heridas y laceraciones bucales, úlceras orales.
- Mantenimiento de las encías, dientes y la cavidad oral en óptimas condiciones.
- Ayuda a prevenir la formación de placa dental.
- Post-cirugía oral o maxilofacial.
- Antes y después de una limpieza de boca.
- En pacientes intubados, sedados y post-quirúrgicos, al estimular la salivación.

Forma y Presentación:

Gel.

• 118 ml - **Nuevo**