

LIMPIADOR AURICULAR 100ML VIRBAC

LIMPIADOR AURICULAR Limpiador otico en solución

Laboratorio VIRBAC ESPAÑA, S.A .

Forma farmacéutica: Solución ótica (Sol.ót.)

Composición:

Solución isotónica micelar compuesta de gliceridos y tensioactivos y con tecnología patentada para la neutralización de los olores.

Indicaciones y especies de destino: Perros y Gatos: Gotas óticas de uso frecuente, destinadas a la higiene del oído. Su pH fisiológico (idéntico al de la piel del animal) proporciona una alta tolerancia.

Vía de administración: Ótica.

Posología:

Modo de empleo: Retirar el tapón, introducir la cánula en el interior de cada una de las orejas del animal, y presionar una sola vez. Realizar un masaje suave en la base de la oreja y limpiar el interior de la misma con un algodón humedecido del producto.

- Se aconseja su aplicación 1-2 veces por semana para el mantenimiento de la higiene auricular.

Modo de conservación: Evitar la exposición a temperaturas superiores a 30 °C.

Observaciones: Uso externo.

Presentación : 100 ml.

Reg. Nº: 0399 H Imagen